


VRI CareConnect

Vitals Monitoring - SEGUIMIENTO DE SIGNOS VITALES

BodyTrace ESCALA de Peso


- 1 Voltea boca abajo la escala. Ponga las **4 AA Baterías**. Dele vuelta a la escala y colócala en el piso en una superficie dura.



- 2 Para prender la escala use su pie dándole un leve golpe en el centro de la escala. Cuando la pantalla de la escala muestre (0.00) ya está lista para que se pese.



- 3 Párese en la escala. Por favor trate de no moverse mientras este en el proceso de pesarse. Después de que el peso este fijo en la pantalla, escucharas un "Beep" que significa que ya se puede bajar de la escala.



- 4 La lectura del peso sara enviada directamente al Centro de Cuidado. Cuando su peso sea enviado exitosamente escucharas un segundo "Beep".



- 5 10 minutos después de que se haya pesado exitosamente por favor llame a un miembro de nuestro equipo en VRI al número **1-888-875-0976** y presiona "8" para confirmar que la lectura de peso sí llevo a nuestra oficina.

Después de activar su pesa ya empiezas su programa y debe pesarse todas las mañanas en ayunas. Si tienes alguna pregunta o necesita asistencia por favor llame a nuestro equipo de asistencia técnica al número **1-888-875-0976** y presione "2".

Nota: Coloca la escala en una superficie plana y dura para obtener mejores resultados y cerca de una ventana o pared exterior de su casa. Asimismo, las lecturas de peso deben ser tomadas en las mañanas después de usar el baño y en ayunas.